




## Handleiding Tandensbleekset Waterstofperoxide

Welkom, super dat je hebt gekozen voor ons product om je tanden witter te kunnen maken. Hieronder vind je een uitgebreide handleiding om aan de slag te gaan met onze tandensbleekset. Met onze bleekformule kan het haast niet makkelijker. In slechts 13 stappen kun je met onze tandensbleekkit je tanden een aantal tinten witter maken. En dat terwijl je gewoon lekker op de bank zit, een film zit te kijken of een boek zit te lezen.

Ideaal toch? Ga nu aan de slag met ons stappenplan om wittere tanden te kunnen krijgen!

**Belangrijke tip: Na het drinken van frisdrank kun je het beste een uur wachten met je tanden poetsen of bleken. Zo heeft het speeksel in je mond de tijd om de zuren en suikers te neutraliseren. Wij raden aan het product maximaal 3-5 keer per week te gebruiken. Je kunt het in plaats van het tandenpoetsen doen, 's avonds voor het slapen gaan, voor een maximaal effect. Tijdens je nachtrust komen je tanden langdurig niet in aanraking met kleurstoffen.**

**1** Draai het batterijklepje open van de LED-lamp. Het plastic laagje kun je verwijderen, dit is er op gedaan ter bescherming tijdens het transport. Doe er nu de batterij in.



**2** Voordat je kan beginnen met het bleken van de tanden, dien je eerst je tanden te poetsen. Bij voorkeur niet met een whitening tandpasta.



**3** Vul het bitje met de bijgeleverde bleekgel. Focus je vooral op de voorzijde van het bitje, dit is namelijk het aangezicht van je gebit. Probeer ongeveer 1,5 ml per sessie te verdelen over het bitje voor de onderkant en de bovenkant.

**4** Als de gel verspreid is over de bitjes kun je de bitjes in je mond doen. Druk ze nog even voorzichtig aan zodat je zeker weet dat ze goed zitten.

**5** Deze stap is optioneel. Je zou nog wat vaseline kunnen verspreiden over je lippen en mondhoeken om eventuele kleine scheurtjes in de lippen tegen te gaan.

**6** Pak het LED-apparaat en neem deze in de mond. Sluit je lippen er goed omheen. Schakel vervolgens de LED-lamp in om de werking van de bleekgel te activeren.



**7** Na 15-25 minuten zit de sessie erop. je kunt tijdens deze sessie gewoon tv-kijken of een boek lezen, ideaal. Na 15-25 minuten kan je de LED-lamp uitschakelen en de bitjes uitdoen.



## Handleiding Tandensbleekset Waterstofperoxide



8

Je kan nu het bitje afspoelen met lauw warm kraanwater.



9

Je kunt je resultaten bijhouden met de shadeguide. Bekijk de voortgang en laat je verrassen.

10

De bleeksessie zit erop, je kunt het proces herhalen tot je de gewenste kleur bereikt. Wij raden aan om maximaal 3 keer per week de tanden te bleken.

11

Tevens adviseren wij je om de eerste 4 uur na het tanden bleken NIET te roken voor een optimaal resultaat.

12

Vermijd koffie, zwarte thee, wijn en producten met veel kleurstoffen gedurende 24 uur na het tanden bleken voor een optimaal resultaat.

13

Drink alleen maar water in de eerste 4 uur na het tanden bleken.

### Wanneer kun je resultaten verwachten?

Veel mensen zien al na 3 dagen verschil. Bijna alle mensen zien na twee weken dat zij duidelijk wittere tanden hebben